

1544911 - Chariot combiné pour linge propre sale "Wasty" avec pédale - 1670 x 580 x 1100 mm - 1 pc



Déscription

Iseo Trio CBPPW est un chariot en acier inoxydable qui est très pratique et facile à désinfecter. En combinaison avec les porte-sacs Wasty avec pédale, les sacs de linge sale sont séparés du linge propre par une paroi en acier inoxydable avec une découpe au laser très élégante.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | France Hopital |
| Dimensions du produit | L 110 cm, H 167 cm |
| Profondeur du produit | 58 cm |
| sku | 1544911 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |