

1547004 - Linido appui combi vertical - 1335 mm - inox/blanc - 1 pc



Déscription

Tube droit avec d'un côté un raccord en plastique blanc pour la fixation sur un support mural d'angle, et de l'autre côté avec un coude de 60° au niveau de la bride de fixation murale avec couvercle ergonomique couleur blanche. Diamètre du tube 28.6 mm. Le support est fabriqué en acier inoxydable avec un revêtement époxy blanc.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2611.0194-02
Angle de pliage de 60°	Oui
sku	1547004
Catégorie supports muraux	Appui mural pour l'angle entre 2 murs
Matériel	Inox époxé
Taille	133,5 cm
Type d'emballage	Pièce