

1551535 - Quo-Lab A1C Analyzer System



Déscription

Le Quo-Lab est un appareil point of care semi-automatique qui est conçu spécialement pour les soins diabétiques. Une procédure simple vous fournit des résultats précis dans les 4 minutes (CV <3% à 7% A1c) sur base d'un échantillon veineux ou capillaire de seulement 4µl. Quo-Lab utilise la même méthode d'affinité boronate que le Quo-Test et n'est pas influencé par des variations Hb.

Spécifications

Marque	EKF
sku	1551535
Type d'emballage	Pièce