

1601579 - Physiosonic ES-7S2 - 2 têtes à ultrason (grande + petite)



Déscription

Un appareil de traitement par ultrasons avec un design compact, ergonomique qui font de ce petit appareil un gros atout thérapeutique et financier pour le thérapeute.

L'ultrasonothérapie est une méthode de traitement efficace et approuvée, indiquée dans bon nombre de pathologies. Afin de simplifier le choix du traitement, le Physiosonic possède plusieurs protocoles pré-programmés en mémoire. Ceux-ci sont fondés sur des tests cliniques et vous offrent des instructions précises tout en paramétrant automatiquement l'appareil en vue du traitement.

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1601579
Poids	650 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce