

1543538 - MG 40 appareil de massage - infrarouge - 1 pc



Déscription

Détendez-vous et profitez d'un massage par vibration apaisant, la tête de massage rotative et la poignée réglable à 3 positions rendent le masseur à chaleur infrarouge facile à utiliser. La chaleur infrarouge peut être sélectionnée séparément, avec 4 accessoires de massage interchangeables (2 x embouts, embout brosse et un embout en forme de cône). L'appareil dispose de 3 niveaux de fonction (massage par vibration, chaleur infrarouge avec massage et chaleur infrarouge).

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 8.5 cm, H 8.8 cm, L 39 cm
SKU leverancier	64825
Puissance	12 W
Fonction de chaleur	Non
Chaleur infrarouge	Oui
Programmes de massage	1
Nombre de fonctions	2
Nombre de têtes de massage	4
sku	1543538
Alimentation	Alimentation secteur
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce