

1543320 - Pèse-bébé digitale - 20 kg - 1 pc



Déscription

Pèse-bébé au design compact, facile à emporter avec vous lors de vos déplacements et idéal pour un usage privé. Avec une fonction de tare, de maintien et d'arrêt automatique.

Spécifications

Marque	Soehnle
Mémoire	Non
Calibré	Non
Poids max.	20 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bemat	0.06 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Composition	Plastique
sku	1543320
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	10 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques