

1574420 - Oxymètre PO35 - 1 pc



Déscription

Le moniteur de saturation en oxygène impressionne par son application simple et totalement indolore. Grâce à sa taille compacte, il peut être utilisé aussi bien à la maison qu'en déplacement. Les maladies respiratoires telles que l'asthme, la MPOC, le COVID-19, le long COVID et d'autres maladies pulmonaires peuvent entraîner une baisse de la saturation en oxygène. Précision validée cliniquement pour un usage domestique, mesure très simple et totalement indolore. Particulièrement adapté aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, de maladie pulmonaire obstructive chronique, d'asthme bronchique. Convient également aux sports de haute altitude (par exemple l'alpinisme, le ski et les sports aériens). Le compteur s'éteint automatiquement après une longue période d'inactivité, dispose d'un indicateur de batterie faible.

- Mesure de SpO2 en tant que signe vital possible dans les maladies aiguës et fréquence cardiaque (fréquence du poignet)
- Affichage graphique de la fréquence cardiaque
- L'affichage s'aligne automatiquement (vertical, horizontal)

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 3.4 cm, H 3.4 cm, L 5.9 cm
Poids du produit	0.055 kg
Type de batterie	AAA
Taxe Bepat	0.05 EUR
Code CNK	CNK 4281-390
Mémoire	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Bluetooth	Non
Avec câble	Oui
Écran couleur LED	Oui
Avec bande de rythme	Oui
Nombre de batteries	2
sku	1574420
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce