

1543649 - Boîtier pour dentier complet - blanc - 1 pc



Déscription

Ce pot blanc permet de conserver en toute sécurité une prothèse dentaire complète, une prothèse ou un appareil dentaire. Le bocal à prothèses est doté d'un tamis amovible. Le couvercle est fixé au bocal par un demi-tour, il n'est pas vissé et va au lave-vaisselle.

Spécifications

Autoclavable	Oui
Composition	Polypropylène
sku	1543649
Couleur	Blanc
Lavable/Disposable	Lavable
Type d'emballage	Pièce