

1546400 - Linido porte essuie - 60 cm - inox - blanc - 1 pc



Déscription

Porte essuie en inox pouvant également être utilisé comme support mural Ergogrip. Le kit de montage LI2807.000 et la contre-plaque peuvent être combinés avec ce porte essuies LI0126.503.

Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	L 60 cm
SKU leverancier	LI2637.0024-02
sku	1546400
Catégorie supports muraux	Accessoires pour supports muraux
Type d'emballage	Pièce