


1533636 - Couverture de soins - en 1 pièce - sans manches - résistance au feu - 1 pc



Déscription

La couverture de soin est adaptée à un lit simple standard. Elle possède un rabat d'insertion en haut et en bas qui fait le tour du matelas afin que le patient ne puisse pas sortir du lit.

La couverture de soin a une propriété ignifuge permanente et le tissu est solide et résistant à la déchirure.

Le patient est allongé directement sur le lit, sous la couverture d'allaitement. A partir des hanches, la couverture se transforme en pyjama. La fermeture à glissière s'étend du menton au pied du lit afin que le patient ne puisse pas sortir. Une ouverture zippée optionnelle de 10 cm peut être prévue sur le côté pour un éventuel accès aux tubes. La couverture peut être lavée en machine à laver à 60° maximum.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 90 cm, L 200 cm
Composition	34,5 % coton, 31 % polyester, 22,5 % modacrylique, 12 % viscose 280g/m ²
Normes	BS EN 1021-1-2; 410 N
sku	1533636
Type d'emballage	Pièce