

1540869 - Sonicaid Freedom - système de transducteurs sans fil



Déscription

Les transducteurs Sonicaid Freedom offrent une grande flexibilité dans le choix de la surveillance de la mère et du bébé. Le système comprend un rythme cardiaque fœtal sans fil, des transducteurs et un récepteur.

Avec l'aide de la connectivité sans fil, il est possible de contrôler le cœur du fœtus, où que se trouve la mère (dans la portée sans fil). Le gros avantage est qu'elle est moins désordonnée que la lourde méthode traditionnelle basée sur les câbles et que la mère est plus mobile et a plus de liberté de mouvement.

Sonicaid Freedom est conçu pour être utilisé avec les moniteurs fœtaux de la série TEAM3 de Huntleigh.

Spécifications

Marque	Huntleigh
sku	1540869
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce