


1558613 - Schiller papier pour le AT-2, AT-2 Plus, CS-200, AT-170 - 1 pc



Déscription

Un pack de papier d'enregistrement pour CS200, toutes les séries AT-2 et AT-2 Plus. Papier thermique, plié en Z. 180 feuilles par paquet. Dimensions : 280 mm x 210 mm.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Marque | Schiller |
| sku | 1558613 |
| EKG catégorie | Papier ECG |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe Im |
| Type d'emballage | Pièce |