

## 1574886 - Table d'examen Praxis 4 Comfort Elite - hauteur variable électrique - roues - support rouleau papier - tiroirs - revêtement Purfect - 1 pc



### Déscription

La nouvelle **Praxis 4 Comfort Elite** est une table unique grâce à son système de tiroirs intégré spécialement conçu. Les deux tiroirs sont fabriqués en acier et équipés de glissières robustes.

Les glissières bidirectionnelles, de fabrication allemande, sont d'une qualité exceptionnelle et garantissent un fonctionnement sans problème des tiroirs pendant de nombreuses années. Lors de l'achat, il est nécessaire de choisir le côté vers lequel les tiroirs doivent s'ouvrir. Pour plus de clarté, vous pouvez consulter l'image ajoutée.

Les nouveaux tiroirs plus grands mesurent 57x47x15 cm, ce qui permet, par exemple, de ranger un ensemble de supports de jambes.

Grâce à une répartition équilibrée des surfaces, le patient est toujours confortablement installé sur cette table, que ce soit en position assise ou allongée. Même en position assise, les pieds ne dépassent pas et bénéficient d'un bon soutien.

**Attention : la couleur de la table affichée sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.**

## Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Dimensions du produit</b>	L 64 cm, L 198 cm
<b>Hauteur</b>	42-112 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>sku</b>	1574886
<b>Capacité de levage</b>	175 kg
<b>Nombre de parties</b>	3-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce