

1601577 - Physiosonic ES-7S1 - 1 grande tête à ultrason



Déscription

Le nouveau Physiosonic est rapide et facile à utiliser. L'appareil, qui bénéficie d'un démarrage quasi immédiat et d'un réglage rapide des paramètres de traitement, fournit très vite des résultats thérapeutiques. Sa forme compacte et ergonomique, son écran TFT convivial et son interface tactile transforment ce petit appareil en un atout incontournable pour le kinésithérapeute.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Enraf-Nonius |
| sku | 1601577 |
| Poids | 650 g |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |