

1576191 - Toise digitale pour pèse-bébé Multina Comfort 8352 - 1 pc



Déscription

Cette toise en aluminium Soehnle 5005 s'adapte aux pèse-bébés Soehnle 7752 et 8352 en un seul clic. Il peut également être utilisé avec d'autres pèse-bébés grâce à l'adaptateur de montage inclus. Grâce à son faible poids de 600 g, vous pouvez emporter la toise type 5005 partout avec vous.

Spécifications

Marque	Soehnle
Taxe Bepat	0.05 EUR
Télescopique	Non
Démontable	Oui
Connectable aux balances	Oui
sku	1576191
Graduation toise	1 mm
Modèle toise	Toise bébé
Plage de mesure	35 - 80 cm
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce