

## 1576191 - Toise digitale pour pèse-bébé Multina Comfort 8352 - 1 pc



### Déscription

Cette toise en aluminium Soehnle 5005 s'adapte aux pèse-bébés Soehnle 7752 et 8352 en un seul clic. Il peut également être utilisé avec d'autres pèse-bébés grâce à l'adaptateur de montage inclus. Grâce à son faible poids de 600 g, vous pouvez emporter la toise type 5005 partout avec vous.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Soehnle
<b>Télescopique</b>	Non
<b>Démontable</b>	Oui
<b>Taxe Bepat</b>	0.05 EUR
<b>Connectable aux balances</b>	Oui
<b>sku</b>	1576191
<b>Graduation toise</b>	1 mm
<b>Modèle toise</b>	Toise bébé
<b>Plage de mesure</b>	35 - 80 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce