

## 1516775 - Gobelet 420 - blanc - 320 ml - 1 pc



### Déscription

Gobelet simple, de haute qualité, avec poignée, résistant au lave-vaisselle jusqu'à 70°C. Convient à la thermostérilisation et au micro-ondes. Recyclable par granulation.

### Spécifications

<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Couverture</b>	Non
<b>Anse</b>	Oui
<b>Indication d'échelle</b>	Non
<b>Coupe isolante</b>	Non
<b>sku</b>	1516775
<b>Contenu</b>	320 ml
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Type d'emballage</b>	Pièce