

1516775 - Gobelet - 420 PP - 320 ml - 1 anse - blanc - 1 pc



Déscription

Gobelet simple, de haute qualité, avec poignée, résistant au lave-vaisselle jusqu'à 70°C. Convient à la thermostérilisation et au micro-ondes. Recyclable par granulation.

Spécifications

Composition	Polypropylène
Couverture	Non
Anse	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
Contenu	320 ml
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Pièce