

## 1012616 - Surecan® - aiguilles à ailettes - guide 20 cm avec clamp - 20G x 25 mm - jaune - 1 x 15 pcs



### Déscription

Surecan® avec ailes est une aiguille pour cathéter portatif avec des ailes flexibles pour les perfusions à long terme, jusqu'à sept jours. Les aiguilles sont résistantes à une pression de 325 psi. Les aiguilles à ailettes Surecan® pour port d'accès non carottier avec ailettes flexibles sont indiquées pour les perfusions prolongées. La conception en biseau permet une pénétration facile de l'aiguille dans le septum, tout en empêchant le carottage et en facilitant la fermeture du septum après le retrait de l'aiguille.

### Avantages

- Avec des ailes flexibles pour faciliter le perçage et la fixation
- Convient aux injections de force jusqu'à 22,4 bars (325 psi)
- Conditionnel MR
- Tuyau d'extension avec collier de serrage (sans PVC)

## Spécifications

Marque	Braun
Composition	Sans latex et DEPH et PVC
Stérile	Oui
Longueur de l'aiguille	25 mm
Diamètre aiguille	0.9 mm
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1012616
Couleur	Jaune
Dimensions	20G x 25 mm
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte