

## 1546212 - Chaise de douche Linido, hauteur d'assise 54 cm - Acier enduit - blanc - 1 pièce



### Déscription

La **chaise de douche avec revêtement HT de Linido** est spécialement conçue pour les environnements médicaux et offre une **sécurité optimale, un confort supérieur et un bon soutien** lors de la douche et des transferts.

Ses **accoudoirs ergonomiques** assurent à la fois une **stabilité latérale** et un **appui confortable**. Robustes, ils résistent aux charges importantes, y compris aux forces exercées lors des déplacements latéraux.

#### Caractéristiques :

- Conception solide, compacte et hygiénique pour un usage professionnel
- Assise et dossier confortables, résistants à l'eau avec système d'évacuation intégré
- Accoudoirs ergonomiques relevables individuellement pour faciliter les transferts
- Structure robuste et étanche avec cadre tubulaire renforcé
- Matériaux durables : acier/inox, textile et mousse de polyuréthane adaptés aux environnements humides
- Entretien facile : nettoyage avec des produits ménagers courants
- Haute capacité de charge : convient aux utilisateurs jusqu'à 200 kg

Cette chaise de douche convient parfaitement aux **hôpitaux, maisons de repos, centres de rééducation et soins à domicile**, en contribuant à la **sécurité et à l'autonomie** des patients pendant l'hygiène personnelle.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>Dimensions du produit</b>	H 54 cm
<b>SKU leverancier</b>	LI2139.0001-02
<b>sku</b>	1546212
<b>Catégorie toilette ou douche</b>	Chaise de toilette
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	200 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce