

1552680 - Manumed ST - 2-parties - version dos - électrique



Déscription

Cette version de table Manumed d'examen et de traitement vous permet d'acquérir une table de qualité pour un budget réduit. Dotée d'un châssis très stable et d'un revêtement de haute qualité.

Caractéristiques

- 2-parties
- Version dos
- Réglage de la hauteur électrique
- Commande au pied (optionnel)
- Fente nasale triangulaire (obturateur en option)
- Dimensions (lxl): 207 - 209 x 67 cm
- Réglage de la hauteur: 45 - 101 cm
- Temps de montée: 25 sec.
- Capacité de montée 150 kg

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Dimensions du produit	L 67 cm, L 209 cm
Hauteur	45 - 101 cm
Hauteur réglable	Oui
Capacité de levage	150 kg
Temps de réglage de la hauteur	25 s
sku	1552680
Produits similaires	Non
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande au pied
Fente nasale triangulaire	Fente nasale triangulaire
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Table type pièce	Partie dos
Type d'emballage	Pièce