

1532821 - Distributeur de gants - montage mural - 3-parts - 3 sizes S-M-L - 1 pc



Déscription

Distributeur de gants en acier inoxydable pour la distribution de 3 sizes S,M et Large.

Spécifications

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Marque | Maimed |
| Dimensions du produit | L 24.6 cm, H 41 cm |
| Composition | Inox |
| Normes | ISO 13485:2016 |
| sku | 1532821 |
| Profondeur du produit | 8.1 cm |
| Couleur | Gris |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de dispenser | Distributeur gants |