


## 1546241 - Linido cadre de douche - avec dossier réglable, réceptacle et tuyau d'évacuation - 1900 mm - blanc - 1 pc



### Déscription

Pour certaines personnes, il est plus confortable d'être lavées et soignées en position allongée. Dans cette position, les soins sont effectués d'une manière différente que dans une position assise. Il est ainsi plus facile pour la personne soignée de l'aider. En outre, la posture de travail de l'aidant est plus favorable d'un point de vue ergonomique.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2408.1901-02
<b>sku</b>	1546241
<b>Catégorie cadres de douche</b>	Cadre de douche
<b>Couleur cadre de douche</b>	Blanc
<b>Longueur cadre de douche</b>	1900 mm
<b>Matériel cadre de douche</b>	Acier revêtu/couche en HT (type nylon)
<b>Type d'emballage</b>	Pièce