

1540352 - Coussin pillow Relax - housse bi-tec - L 60 x L 60 cm - 1 pc



Déscription

Le coussin Relax offre un soutien complet de la nuque et de la tête pendant votre sommeil. Cela permet de soulager et de prévenir les douleurs de la nuque, les maux de tête et les maux de dos, et de garantir une nuit de sommeil agréable et confortable.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 60 cm, L 60 cm
Composition	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m ² , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m ³ , tailles des billes 0,9-1,18 mm
sku	1540352
Lavable	40 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Type d'emballage	Pièce