

## 1104189 - Hypafix® - 10 cm x 10 m - 1 pc



### Déscription

Hypafix® est un ruban de sport en matériau non-tissé adapté à la fixation de bandages. Utilisé comme couche protectrice pour la peau.

### Spécifications

<b>Marque</b>	BSN
<b>Stérile</b>	Non
<b>Compresse</b>	Non
<b>Perforé</b>	Non
<b>Composition</b>	Gaze non-tissé
<b>sku</b>	1104189
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	10 cm x 10 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce