

**1003989 - 3M™ Medipore™ - perforé - 15 cm x 9,15 m - 1 pc**



## Déscription

3M™ Medipore™ est un pansement hypoallergénique non tissé à perforations latérales est souple et doux, adapté aux peaux sensibles. Le pansement a une forte force adhésive et peut donc être utilisé dans diverses situations telles que le soin des plaies et la fixation de pansements et d'aides. Ce pansement est résistant à l'eau, hydrofuge, sans latex. Facilement extensible en largeur et ne laisse aucun résidu sur la peau.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Solventum
<b>Composition</b>	Non-tissé
<b>Compresse</b>	Non
<b>Perforé</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1003989
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille</b>	15 cm x 9,15 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce