

1352482 - Table d'examen Praxis 3 Comfort Elite - hauteur variable électrique - Pagode Blue - 1 pc



Déscription

Grâce à son système spécial de tiroirs intégrés, la Praxis 3 Comfort Elite est unique en son genre. Les deux tiroirs sont en acier et possèdent un robuste dispositif de glissement. Ce dispositif se compose de rails bidirectionnels de haute qualité, fabriqués en Allemagne, et garantissent un fonctionnement irréprochable des tiroirs durant de longues années. Lors de l'achat, vous devez choisir de quel côté les tiroirs peuvent être ouverts. Pour clarifier cela, vous pouvez utiliser l'image qui a été ajoutée.

Les nouveaux tiroirs plus grands ont une taille de 57x47x15cm, ce qui signifie que, par exemple, un jeu de repose-jambes peut y être rangé.

La répartition équilibrée des surfaces garantit au patient d'être confortablement assis ou couché durant le traitement. Même en position assise, les pieds ne dépassent pas de la table et restent bien soutenus.

Attention: la couleur de la table telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 198 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Hauteur	60-130 cm
Capacité de levage	175 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
sku	1352482
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande au pied
Couleur	Pagode Blue
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce