

## 1609652 - SLK Sedens 500 coussin d'assise chaise roulante - pompe - 10 x 43 x 43 cm - 1 pc



### Déscription

SLK Sedens 500 - Ce coussin d'assise alternatif fiable aide les patients dans la prophylaxie et la thérapie des escarres de stade 1 à 4.

Le coussin est basé sur un système de pression alternée qui dure environ 12 heures après une recharge. Il est possible d'ajuster un mode statique et un mode alternatif pour une position douce. Le coussin dispose d'une fonction avec alarme pour se sentir en sécurité, l'unité de contrôle peut être facilement attachée à un fauteuil roulant pour les patients principalement assis. Le coussin d'assise est composé d'un revêtement en nylon polyuréthane et d'un rembourrage extensible. Le revêtement est ignifugé et testé conformément aux normes EN 597-1 et EN 597-2.

### Caractéristiques

- Sac de transport
- Chargeur 6V Ni-MH / 2000 mAh
- Poids: 2 kg
- Dimensions coussin de siège: 10 x 43 x 43 cm, unité de contrôle : 12,5 x 25 x 5,7 cm

### Spécifications

<b>Marque</b>	SLK
<b>Taxe Bepat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1609652
<b>Type d'emballage</b>	Pièce