

1024648 - HEINE spéculum réutilisable pour otoscope HEINE diagnostic - 2,2 mm - 1 pc



Déscription

Speculum à usage unique. Pour un ajustement sûr, une transmission de la lumière et une hygiène optimales. Qualité garantie. Pas de bords tranchants. Convient aux otoscopes BETA 400, BETA 200, K180, mini 3000 F.O. et mini 3000.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINB-000.11.215
Compatible avec	Otoscope Heine BETA 100; Otoscope Heine K100
sku	1024648
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	2,2 mm
Type d'emballage	Pièce
type de spéculum	Spéculums réutilisables