

1541222 - Coussin bébé Relax - XL - L 125 cm - 1 pc



Déscription

Le coussin bébé Relax XL est une version légèrement plus longue et plus épaisse et convient aux bébés à partir de 2,5 kg qui sont prêts à quitter l'hôpital. Ce coussin procure aux prématurés et aux nouveau-nés un sentiment de sécurité et a une influence positive sur la croissance du bébé. La position fœtale aide le nouveau-né à dormir plus paisiblement et plus profondément. De plus, le coussin est ignifuge.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 125 cm
Composition	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m ² , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m ³ , tailles des billes 0,9-1,18 mm
sku	1541222
Lavable	40 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Type d'emballage	Pièce