

1552681 - Manumed ST - 3-parties - version tête - électrique



Déscription

Cette table d'examen et de traitement Manumed petit budget vous permet d'effectuer des traitements pratiquement partout, même sans alimentation électrique (version hydraulique). Le modèle électrique est encore plus confortable. Une simple pression sur le bouton (ou à l'aide de la commande périphérique) suffit à ajuster la hauteur de manière entièrement électrique. Quel que soit le modèle que vous choisirez, la Manumed ST est une excellente table de qualité comportant un châssis de qualité stable et dotée d'un revêtement de haute qualité. La géométrie du châssis offre aussi suffisamment d'espace sous la table pour les jambes du thérapeute, ce qui lui permet d'administrer un traitement au patient assis en bénéficiant lui aussi d'un grand confort. Un mécanisme de levage des roues est disponible en option pour déplacer la table aisément et rapidement. La Manumed ST est la Manumed idéale à un prix très abordable.

- Disponible comme modèle en 2 parties ou en 3 parties
- Disponible comme version tête ou dorsale
- Disponible avec réglage hydraulique ou électrique de la hauteur
- Disponible en 6 couleurs de capitonnage différentes
- De nombreuses options et accessoires sont possibles
- Niveau de prix particulièrement attrayant

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1552681
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce