

## 1558808 - Biosen C-Line Clinic Analyzer pour glucose et lactate - 2 canaux de mesure - 1 pc



### Déscription

L'analyseur EKF Biosen C-Line Clinic avec 2 canaux de mesure peut analyser le sang, le plasma ou le sérum et fournir simultanément les valeurs de glucose et de lactate avec une excellente précision (moins de 2% CV) sur une large plage de mesure. Il est spécialement conçu pour les hôpitaux et les laboratoires où de nombreuses mesures de glucose et de lactate sont nécessaires rapidement et avec précision. Biosen utilise une technologie de capteur à puce spéciale pour fournir des mesures rapides avec une grande précision à un faible coût par test. La longue durée de vie de la puce du capteur signifie que le système nécessite peu d'entretien. Des caractéristiques telles que l'écran tactile avec menu multilingue et une grande mémoire contribuent à la convivialité. Tous les analyseurs Biosen sont dotés d'une interface permettant de les connecter aux systèmes d'information des hôpitaux ou des laboratoires. Biosen peut stocker jusqu'à 1 000 résultats de patients et se connecter à un PC et à une imprimante. Un lecteur de code-barres est également disponible en option.

### Spécifications

Marque	EKF
sku	1558808
Réglementation Européenne	IVD 98/79/EC
Type d'emballage	Pièce