

## 1571994 - Mallette Bollmann GoLight chariot - 3,8 kg - nylon - rouge - 1 pc



### Déscription

- Boîtier en plastique ABS avec 2 étagères réglables en hauteur
- Un grand modulaire amovible avec poignée
- Deux boîtes modulaires avec des boîtes à claire-voie
- Un insert plastique amovible avec séparateur dans le compartiment de base
- Un porte-ampoules amovible (en mousse) pour 40 ampoules

### Spécifications

<b>Marque</b>	Bollmann
<b>Dimensions du produit</b>	L 41 cm, H 48 cm, L 25 cm
<b>Composition</b>	Poylmousse
<b>sku</b>	1571994
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Poids</b>	3,8 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce