

1103818 - Corbeille de lavage pour 22 gobelets n° 71 - 1 pc



Déscription

Grâce à ce robuste panier de rinçage en acier inoxydable, les gobelets à médicaments réutilisables peuvent être facilement nettoyés au lave-vaisselle. Il offre de la place pour 22 MediGobelets n° 71.

Dimensions: 41,5 x 9 x 7 cm

Spécifications

Marque	Wiegand
Dimensions du produit	H 90 cm, L 41.5 cm
Composition	Acier inoxydable
sku	1103818
Type d'emballage	Pièce