

## 1603599 - AssaultBike Classic



### Déscription

La beauté de l'AssaultBike est qu'il convient aussi bien aux débutants qu'aux professionnels, quels que soient leur sport, leur morphologie ou leurs ambitions. Bien que les fanbikes existent depuis près d'un demi-siècle, les progrès modernes en matière de conception et de fonctionnalité les ont rendus de plus en plus populaires auprès du personnel militaire, des équipes sportives professionnelles et universitaires, des cyclistes de compétition et des sprinters, ainsi que des athlètes de haut niveau du monde de l'entraînement croisé. La clé : vous déterminez votre propre rythme. La résistance s'adapte à vos propres performances et la selle du vélo, qui peut être personnalisée à plusieurs reprises, vous offre un plus grand confort.

L'AssaultBike Classic augmente automatiquement la résistance au fur et à mesure que vous poussez, tirez et pédalez avec plus de vitesse et de puissance. Plus vous allez fort, plus la résistance augmente.

Un vélo d'entraînement qui vous permet de vous concentrer sur l'endurance et l'entraînement HIIT et Tabata, l'AssaultBike Classic offre une variété de séances d'entraînement qui brûlent les calories. Choisissez l'un de nos sept programmes intégrés ou créez vos propres séances d'entraînement basées sur les calories, la distance, le temps ou la fréquence cardiaque.

### Avantages

- Entraînement pour tout le corps
- Intensité et résistance infinies
- Console conviviale avec de nombreuses fonctions intégrées: Watts, tours/minute, calories, fréquence cardiaque, distance, temps, compteur kilométrique, entraînement par intervalles.
- Construction: cadre en acier
- Pédales renforcées
- 20 roulements à billes étanches
- Pédales et dents renforcées

## Spécifications

<b>Marque</b>	assault
<b>sku</b>	1603599
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce