

## 1600736 - Clearlook Versalooop illuminée - 1 source lumineuse - 1 loupe - (50 curettes avec tips de 3 mm, 1 source, 1 magnifique lentille)



### Déscription

La curette auriculaire ClearLook de **Bionix** est conçue comme un moyen plus efficace et plus sûr pour les médecins d'éliminer le cérumen et les corps étrangers. Ce nouveau dispositif médical offre une visibilité et un contrôle améliorés pour des procédures sûres et efficaces.

#### Avantages

- Visualisation précise du canal auditif
- Améliore la visualisation et l'efficacité
- Rend les "trois mains" superflues
- Améliore le confort et la satisfaction du patient
- Peut accélérer considérablement la procédure

### Spécifications

<b>Marque</b>	Bionix
<b>sku</b>	1600736
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte