

1533162 - Texa® set à sondage - stérile - 1 x 72 pcs



Déscription

Le set de sondes stériles est emballé individuellement et contient:

- 1 pince anatomique 12,8 cm, vert en polystyrène
- 1 x paire de gants Nitriles non-poudrés
- 1 x champs stérile avec ouverture 6 cm, 50 x 70 cm, 39g, polyéthylène 21g/m², papier 18g/m²
- 1 x champs stérile 50 x 60 cm, 39g, plastique 21g/m², papier 18g/m²
- 1 x godet transparent en polypropylène avec graduation
- 5 x compresse de gaze en 100% coton, 17-fils, 8-plies, 5 x 5 cm

Spécifications

Marque	Texa
Contenu des sets stériles	Compresse de gaze: 5pcs, pince: 1pc, champ stéril: 1pc, 1 champ avec ouverture: 1pc, pairs de gants: 1pc, godet: 1pc
sku	1533162
Blister	3 pièces
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte