

1574346 - Pèse-bébé digitale Cosy - 20 kg - 1 pc



Déscription

Le pèse-bébé numérique cosy a des coins arrondis et une coque en plastique confortable, sûre et hygiénique. La fonction de maintien et de mémoire pour la dernière valeur de poids garantit que le bébé peut être mesuré avec précision et rapidement. En mode batterie, la balance peut être utilisée en déplacement et économise de l'énergie grâce à la fonction d'arrêt automatique intégrée, car la balance s'éteint automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le poids peut être affiché en kg ou en lb.

Spécifications

Marque	Soehnle
Mémoire	Oui
Calibré	Non
Poids max.	20 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bemat	0.06 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Composition	Coque en plastique
sku	1574346
Produits similaires	Non
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	5 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques