

## 1623271 - MOCOM autoclave B Classic 17 L - 1 pc



### Déscription

Le **B Classic** est une autoclave fiable et abordable, idéale pour les cabinets dentaires et les environnements médicaux. Disponible en trois volumes (17, 22 ou 28 litres), avec six options de remplissage d'eau et une connectivité intelligente, elle garantit une stérilisation sûre, rapide et économique.

#### Gestion intelligente de l'eau

Accès facile aux réservoirs par les couvercles supérieurs ou les raccords frontaux. Un capteur intégré contrôle la qualité de l'eau pour prolonger la durée de vie de l'appareil.

#### Assistance à distance avec Easy Check

Grâce au WiFi intégré et au port Ethernet, l'appareil peut se connecter à Internet pour recevoir une assistance technique à distance via le service Easy Check, réduisant ainsi les temps d'arrêt.

#### Traçabilité simplifiée

Chaque cycle est automatiquement enregistré sous forme de rapport PDF. Téléchargement via **USB** ou automatiquement via le logiciel **DataSter**.

#### Interface intuitive

L'écran tactile capacitif de 3,2" offre une interface claire et facile à utiliser. L'installation est rapide grâce à une procédure guidée.

#### Fonctions flexible

- **Départ différé** pour une meilleure planification
- **Séchage personnalisable** selon la charge
- **Cycles personnalisés** selon les besoins
- **Identifiant utilisateur** avec code PIN pour un accès sécurisé et un suivi d'utilisation

**Avantages clés :**

- ? Capacité de 17 – 22 – 28 litres
- ? 6 options de remplissage + contrôle automatique de la qualité de l'eau
- ? Connexion WiFi & support à distance Easy Check
- ? Rapports de cycle via USB ou logiciel
- ? Interface claire avec écran tactile 3,2"
- ? Accès sécurisé et historique par utilisateur

## Spécifications

<b>Marque</b>	Mocom
<b>Poids du produit</b>	46 kg
<b>SKU leverancier</b>	7AM10000
	Non
<b>sku</b>	1623271
<b>Possibilité de connecter une imprimante</b>	Oui
<b>Nombre de plateaux</b>	5
<b>Dimensions intérieures</b>	250 x 350 mm
<b>Autonomie</b>	9 à 13 cycles
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Volume</b>	17 L