

1355301 - Tabouret avec commande circulaire - hauteur d'assise 60 - 86 cm - 1 pc



Déscription

Equipé d'un circuit permettant de régler la hauteur du tabouret depuis n'importe quelle position. Le ressort à gaz est recouvert d'un couvercle en forme d'harmonica. Les 5 roulettes pivotantes rendent le tabouret très maniable.

Attention: la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Dossier	Non
Nombre de roues	5
sku	1355301
Couleur	Pagode Blue
Couleur châssis	Noir
Matériel châssis	Chrome
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	60 - 86 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond