


## 1560311 - Tensiomètre manuel avec stéthoscope incorporé BS 90 - 1 tuyau - brassard velcro adultes - 1 pc



### Déscription

Tensiomètre manuel avec stéthoscope incorporé BS 90 qui permet de mesurer la tension artérielle de manière classique. Le boîtier est en plastique, qui très léger mais très robuste. Le stéthoscope est solidement fixé dans le brassard et la valve est facile à utiliser. La grande échelle est facile à lire.

### Spécifications

Marque	BOSO
sku	1560311
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes