


## 1560311 - Tensiomètre manuel avec stéthoscope incorporé BS 90 - 1 tuyau - brassard velcro adultes - 1 pc



### Déscription

Tensiomètre manuel avec stéthoscope incorporé BS 90 qui permet de mesurer la tension artérielle de manière classique. Le boîtier est en plastique, qui très léger mais très robuste. Le stéthoscope est solidement fixé dans le brassard et la valve est facile à utiliser. La grande échelle est facile à lire.

### Spécifications

<b>Marque</b>	BOSO
<b>sku</b>	1560311
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres anéroïdes