

1577188 - PiezoWave 2 Touch - "Multi Usage 2/6" - Incl. pièce à main FB 10 G6 & FBL 10x5 G2 - incl. chariot



Déscription

La **série MultiUse** de **Richard Wolf** élève la thérapie par ondes de choc à un niveau supérieur grâce à des extensions intelligentes et des solutions pratiques pour des environnements médicaux exigeants. Cette série avancée est conçue pour les professionnels souhaitant combiner plusieurs sources de thérapie et travailler efficacement sans compromis sur la facilité d'utilisation ou la précision.

Caractéristiques principales :

Support extensible pour sources de thérapie

Permet d'accueillir deux sources de thérapie supplémentaires, rangées en toute sécurité et de manière ordonnée – idéal pour les cliniques offrant une large gamme de traitements.

Générateur haute tension avancé

Un seul générateur qui commande à la fois des sources de thérapie simples et doubles couches, pour un contrôle optimal et une constance dans chaque traitement.

Compartiments de rangement pratiques

Deux supports pour patches gel avec fixation assurent un espace de travail organisé et un accès rapide aux fournitures.

Pédale optionnelle

Commande mains libres des niveaux d'intensité et activation des ondes de choc pour un confort et une précision de traitement accrus.

Pièce à main fournie : FB10 G6 + FBL 10x5 G2

Le **FB10 G6** est une source de thérapie robuste et extrêmement puissante, conçue pour les traitements nécessitant

d'intervenir sur de **grandes surfaces** ainsi que sur des **structures profondes**. Grâce à son **grand volume focal** et une **profondeur de pénétration de 60 mm**, cet appareil offre des résultats efficaces pour des indications ESWT plus complexes.

Même dans les couches tissulaires plus profondes, l'intensité énergétique reste élevée, ce qui est essentiel pour les affections nécessitant une intensité thérapeutique plus élevée – comme la **pseudarthrose**.

Domaines d'application :

- **Affections musculosquelettiques (MSK)** : telles que la **pseudarthrose**, les **tendinopathies** et les **points trigger**.
- Convient au traitement de **calcifications importantes** et de larges insertions tendineuses.

Avec une **densité de flux d'énergie maximale de 0,7 mJ/mm²**, le FB10 G6 est idéal pour les hôpitaux, les centres de rééducation et les physiothérapeutes spécialisés souhaitant appliquer une thérapie par ondes de choc puissante et profonde sur de grandes zones de traitement complexes.

Le **FBL10x5G2** est une source de thérapie unique avec une zone focale linéaire, spécialement conçue pour le traitement de structures superficielles étendues. Grâce à sa forme linéaire, l'énergie est répartie de manière homogène sur la surface, assurant une application dynamique et efficace sur de larges zones de traitement.

Avec une profondeur de pénétration de 20 mm et une EFD maximale de 0,16 mJ/mm², cette source offre une énergie pulsée puissante mais contrôlée, parfaite pour les tissus sensibles ou superficiels.

Domaines d'application :

- **Musculosquelettique (MSK)** :
Pour les grandes structures superficielles telles que le tendon d'Achille et la fascia plantaire.
- **Urologie** : Soutien dans le traitement de la dysfonction érectile (DE).
- **Dermatologie** : Convient au traitement des plaies chroniques et des ulcères.

Spécifications

Marque	Elvation
sku	1577188
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce