

1609812 - Tabouret Loavie - chassis blanc - mécanisme à l'anneau - revêtement Fresh - Ice Blue - 1 pc



Déscription

La série Plain White de Wesseling est une collection unique de tabourets avec une structure entièrement blanche. Les roues blanches à centre ouvert, associées à la base en acier blanc, donnent au tabouret un aspect élégant et raffiné. L'assise ronde, compacte et sans couture peut être réalisée dans la couleur de votre choix. Elle est douce tout en offrant un bon soutien. De plus, l'assise est facile à nettoyer grâce à l'absence de coutures ou de bords relevés. Ces tabourets sont parfaits pour les cabinets, les bureaux ou à domicile.

Caractéristiques :

- Hauteur d'assise : 46 - 66 cm
- Hauteur de travail : 76 - 96 cm
- Assise rembourrée sans couture Ø 37 cm
- Épaisseur de l'assise : 70 mm
- Base croisée en acier blanc Ø 50 cm
- Roues souples Ø 65 mm
- Freinage réglable
- Réglage de la hauteur par mécanisme à anneau
- Angle d'assise fixe

Attention : la couleur du tabouret montrée sur l'image peut légèrement différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Dossier	Non
Diamètre du siège	37 cm
Nombre de roues	5
sku	1609812
Couleur	Ice Blue
Couleur châssis	Blanc
Matériel châssis	Acier
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	76 - 96 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Set
Type de siège	Siège rond