

## 1622018 - Electrodes ECG - resting - solid- adultes - 30x44 mm - 40x50 pcs



### Déscription

Ces électrodes sont idéales pour la réalisation d'ECG de repos. La mousse de polyéthylène se caractérise par sa légèreté, son élasticité, sa durabilité et ses propriétés . Elle est recouverte d'une colle acrylique pour assurer une bonne adhérence.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Sorimex
<b>sku</b>	1622018
<b>Normes</b>	ISO 13485
<b>Radio opaque</b>	Oui
<b>Application</b>	Resting tests
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Matériau de base</b>	Mousse de polyéthylène
<b>Matériau de connexion du bouton-poussoir</b>	Inox
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Shelflife</b>	3 ans
<b>Taille</b>	30 x 44 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte