

1622018 - Electrodes ECG - resting - solid- adultes - 30x44 mm - 40x50 pcs



Déscription

Ces électrodes sont idéales pour la réalisation d'ECG de repos. La mousse de polyéthylène se caractérise par sa légèreté, son élasticité, sa durabilité et ses propriétés . Elle est recouverte d'une colle acrylique pour assurer une bonne adhérence.



Spécifications

Marque	Sorimex
sku	1622018
Normes	ISO 13485
Radio opaque	Oui
Application	Resting tests
Groupe cible	Adultes
Matériau de base	Mousse de polyéthylène
Matériau de connexion du bouton-poussoir	
	Inox
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Réglementation Européenne Shelflife	
	MDR - 2017/745/EU - Classe I