

1600178 - Chariot à linge sale ouvert 428 litres - 950 x 710 x 875 mm - 1 pc



Déscription

Un grand chariot ouvert d'une capacité de 428 litres pour le transport du linge sale dans les établissements de soins.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 71 cm, H 95 cm
Profondeur du produit	87.5 cm
sku	1600178
Couleur	Gris
Matériel	Aluminium
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce