

1539423 - Maielast® haft glatt - bande cohésive - 4 cm x 4 m - 1 pc



Déscription

MaiMed® haft glatt a un bandage élastique cohésif en verre, adhère au moyen du revêtement en latex à micro-points. Cela rend le bandage convivial car aucun bandage n'est nécessaire en raison de sa propre adhérence. Pansement non stérile pouvant être stérilisé. Convient pour une prise en charge rapide en ambulatoire ou en opération, avant diagnostic ou traitement. Convient à tous les types de bandages de fixation.

Spécifications

Marque	Maimed
Composition	95% polyester, 5% polyamide
sku	1539423
Stérile	Non
Auto-adhésif	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	4 cm x 4 m
Type d'emballage	Pièce