

## 1543930 - Renol coussin de positionnement long - coton - diamètre 26 x 35 cm x l 280 cm - 1 pc



### Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>Dimensions du produit</b>	L 35 cm, L 280 cm
<b>SKU leverancier</b>	RCM12233
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Composition</b>	Coton
<b>sku</b>	1543930
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	n/a
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Renol
<b>Matériel</b>	Coton
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce