

1351539 - Praxis 4 Elite électrique frame gris avec roues



Déscription

Le Praxis 4 Elite est le successeur du Praxis 3, qui connaît un grand succès, dans la gamme Praxis. Cette ligne se caractérise par une grande portée de 42 à 112 cm et une capacité de levage standard de 225 kg. Grâce aux pieds ronds et aux profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Grâce au ressort à gaz spécial sous la section tête/jambes, le volet se relève automatiquement lorsque la table s'enfonce dans la position la plus basse. Cela se produit lorsque ce court rabat est tourné vers le bas. Cela permet de diviser la surface de manière optimale tout en garantissant une position basse de 42 cm.

Spécifications

Marque	Wesseling
Hauteur réglable	Oui
Roues incluses	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Capacité de levage	225 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
sku	1351539
Accoudoirs	Non
Couleur	Nero
Fente nasale triangulaire	Pas de fente nasale
Nombre de parties	4-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce